

Gelenke

liposuction corset

*Beauty
is everybody's right*

Resources & Information for Compression Garments After Liposuction

After most cosmetic surgery or liposuction procedures, compression garments are required. There are a number of benefits and reasons it is recommended to wear compression post-surgery, the main ones being that it is comfortable and helps speed the recovery process while achieving the desired cosmetic results. Here we will provide some tips and information on using Compression Garments after liposuction, as it is especially important to wear them after this procedure.

Before Surgery

Pre-op, your doctor will explain what exactly will be involved in the procedure, how to prepare, and what post-operative/post-procedure care will look like. Of course, listen to your surgeon's specific directions to ensure a correct and swift recovery. Many patients who are new to liposuction or have not read about the procedure are unaware of the need for compression garments post-procedure. Your surgeon will explain everything, including how they will help with recovery and why you should be prepared with your garments before going into the procedure.

Why Compression?

The main purpose of wearing compression after liposuction is to help the healing process. Compression garments are exactly what they sound like. They are snug, form-fitting garments, that will add a uniform, external pressure to the area where liposuction incisions have been made. By wearing compression, this external pressure helps keep the swelling down, can stop excessive bruising from happening, all while keeping the circulation in your body moving swiftly. Plus, it can be extremely comfortable to wear after these procedures.

What Types of Compression do I Need?

There are many types of compression available from pantyhose, socks, full-body garments, sleeves, tops, and more. All of these garments are designed to be worn exactly on the area that has been treated, to help speed up the healing process in this area. For liposuction, there are even types of compression garments that can be customized with drainage tubes. This helps to provide comforting external pressure to the treatment area while helping to flush excess fluid out of the body. Your surgeon will also recommend specific compression garments depending on your specific needs post-procedure. For example, there are compression garments with different amounts of pressure/compression for the different stages of recovery. Your doctor will help you select what type of garment is best for you.

How Long Should I Wear Compression?

After liposuction, you can expect to be in recovery an average of 8 weeks however it is sometimes more, sometimes less. There are various stages of recovery and different levels of compression to be worn at each stage. The most important thing to do after a liposuction procedure is to get some rest! Compression garments will be worn immediately after the procedure and for several weeks after. Your exact schedule will be discussed directly with your surgeon. At your first checkup after your procedure, your surgeon will likely get you to wear a compression garment with a lower amount of compression. We would call this Stage 2 of Recovery. In Stage 2, garments are less bulky than initial compression garments and are easier to hide under your everyday clothing. Since you'll likely feel more recovered at this stage and may return to light activity, you'll want a compression garment that works with your lifestyle.

Compression Overview

Post-liposuction compression garments are almost as important as the procedure itself. Not only do they help you recover more quickly and comfortably, they are instrumental in supporting your muscles while helping you achieve your desired aesthetic result. Before you know it, you'll be on the move as your new happy, healthy self.



LC-005

Head Band

Bandeau

رباط الرأس

*Used after jaw and external ear surgery.
It provides comfort to the patient with its breathable fabric.*

*Utilisé après une chirurgie de la mâchoire et de l'oreille externe.
Il offre un confort au patient grâce à son tissu respirant.*

يستخدم بعد جراحة الفك والأذن الخارجية.
يوفر الراحة للمريض بفضل النسيج القابل للتنفس.



SIZE

S-M

L-XL



LC-010

Neck, Chin and Ears Band

Bande pour le cou, le menton et les oreilles

حزام العنق والذقن والأذنين

*It is used after face, neck and chin shaping operations.
It provides the best effect with its formfitting fabric.*

*Il s'utilise après les opérations de modelage du visage, du cou et du menton.
Il offre le meilleur effet avec son tissu moulant.*

يستخدم بعد عمليات تشكيل الوجه والرقبة والذقن.
يوفر أفضل تأثير بفضل قماشه المناسب.



SIZE

S-M

L-XL

LC-015

Neck, Chin Band

Cou, Mentonnière

حزام العنق والذقن

*It is used after face, neck and chin shaping operations.
It provides the best effect with its formfitting fabric.*

*Il s'utilise après les opérations de modelage du visage, du cou et du menton.
Il offre le meilleur effet avec son tissu moulant.*

يستخدم بعد عمليات تشكيل الوجه والرقبة والذقن.
يوفر أفضل تأثير بفضل قماشه المناسب.



SIZE S-M L-XL



LC-055

Elastic Band 8 cm




Bande élastique 8 cm

رباط مطاطي ٨ سم

*Used for stabilizing breasts when the bra is not sufficient
or the breast support band is sufficient itself.*


*Utilisé pour stabiliser les seins lorsque le soutien-gorge ne suffit pas
ou que la bande de soutien du sein se suffit à elle-même.*

تستخدم لتثبيت الثديين عندما لا تكون حمالة الصدر كافية
أو عندما يكون الحزام كافياً بحد ذاته.



SIZE S L

Under Chest 68-82 83-102



LC-025

Liposuction Vest Gilet de liposuccion سترة شفط الدهون

Used after back and arm fat removal,
thinning and shaping surgeries.

Utilisé après l'élimination de la graisse du dos et des bras,
chirurgies d'amincissement et de mise en forme.

يستخدم بعد إزالة دهون الظهر والذراع،
وبعد عمليات شددهما وتشكيلهما.



SIZE	75	80	85	90	95	100	105
Under Chest	61-66	67-72	73-79	80-88	89-97	98-106	107-115
Arm	26-27	28-29	30-31	32-33	34-35	36-37	38-39





LC-030

Back & Arm Liposuction Vest Gilet de liposuccion du dos et des bras سترة شفط دهون الظهر والذراع

Used after back and arm fat removal, thinning and
shaping surgeries, and since the breast part is open,
if this area is not under the scope of surgery, it provides extra
convenience for the user.

Utilisé après l'élimination de la graisse du dos et des bras,
l'amincissement et chirurgies de mise en forme, et puisque la
partie mammaire est ouverte, si cette zone n'est pas sous la portée
de la chirurgie, elle fournit un supplément confort pour l'utilisateur.

يستخدم بعد إزالة دهون الظهر والذراع وعمليات شددهما وتشكيلهما، وبما أن
منطقة الثدي مفتوحة فإنها توفر المزيد من الراحة للمستخدم
إذا لم تكن هذه المنطقة تحت نطاق الجراحة.



SIZE	75	80	85	90	95	100	105
Under Chest	61-66	67-72	73-79	80-88	89-97	98-106	107-115
Arm	26-27	28-29	30-31	32-33	34-35	36-37	38-39

LC-020

Arm Liposuction Vest

Gilet de liposuccion des bras

سترة شفط دهون الذراع

Used after Upper arm, forearm fat removal, tightening and shaping operations.

Utilisé après le haut du bras, l'élimination de la graisse de l'avant-bras, opérations de serrage et de façonnage.

يستخدم بعد إزالة دهون العضد والساعد، وبعد عمليات شددهما وتشكيلهما.



SIZE	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Arm	26-27	28-29	30-31	32-33	34-35	36-37	38-39

LC-035

Breast Revision Bra - Hook


Soutien-gorge de révision mammaire - Crochet

حمالة الثدي بعد العمليات - قفل


It is used after breast reduction, augmentation and lifting operations.

Il est utilisé après les opérations de réduction mammaire, d'augmentation et de lifting.

يستخدم بعد عمليات تصغير وتكبير ورفع الثدي.



SIZE	75	80	85	90	95	100	105
Under Chest	68-72	73-77	78-82	83-87	88-92	93-97	98-102



LC-040

Breast Revision Bra - Zipper

Soutien-gorge de révision mammaire - Fermeture éclair

حمالة الثدي بعد العمليات - سحاب

It is used after breast reduction, augmentation and lifting operations.

Il est utilisé après les opérations de réduction mammaire, d'augmentation et de lifting.

يستخدم بعد عمليات تصغير وتكبير ورفع الثدي.



SIZE	75	80	85	90	95	100	105
Under Chest	68-72	73-77	78-82	83-87	88-92	93-97	98-102



LC-045

Breast Revision Bra - Hook Open Back


Soutien-gorge de révision mammaire - Crochet dos ouvert

حمالة الثدي بعد العمليات - قفل مفتوحة من الخلف

It is used after breast reduction, augmentation and lifting operations.

Il est utilisé après les opérations de réduction mammaire, d'augmentation et de lifting.

يستخدم بعد عمليات تصغير وتكبير ورفع الثدي.



SIZE	75	80	85	90	95	100	105
Under Chest	68-72	73-77	78-82	83-87	88-92	93-97	98-102

LC-065

After Revision Corset - Panty

Corset Après Révision - Culotte

حزام شفط الدهون - مايوه

It is used after the removal of abdominal fat.

Il est utilisé après l'élimination de la graisse abdominale.

يستخدم بعد إزالة دهون البطن.



SIZE	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Under Chest	61-66	67-72	73-79	80-88	89-97	98-106	107-115
Waist	58-63	64-69	70-76	77-85	86-94	95-103	104-112
Hips	84-88	89-94	95-101	102-110	111-119	120-128	129-137

LC-095

After Revision Corset - Above Knee


Corset après révision - Au-dessus du genou

حزام شفط الدهون - فوق الركبة

It is a complementary corset including the chest, that is used after the removal of the abdominal, hip and upper leg fat.

Il s'agit d'un corset complémentaire comprenant la poitrine, qui s'utilise après l'ablation de la graisse abdominale, des hanches et du haut des jambes.

حزام تكميلي شامل الصدر يستخدم بعد إزالة دهون البطن والورك والجزء العلوي من الساق.



SIZE	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Under Chest	61-66	67-72	73-79	80-88	89-97	98-106	107-115
Waist	58-63	64-69	70-76	77-85	86-94	95-103	104-112
Hips	84-88	89-94	95-101	102-110	111-119	120-128	129-137
Thigh	48-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80

LC-100

After Revision Corset - Below Knee


Corset après révision - sous le genou

حزام بعد العمليات تحت الركبة

It is a complementary corset from the lower chest to lower knee which is used after a fat removal Surgery covering abdominal, hip and upper leg.

C'est un corset complémentaire du bas de la poitrine au bas du genou qui est utilisé après une chirurgie d'élimination des graisses couvrant l'abdomen, la hanche et le haut de la jambe.

وهو مشد تكميلي يمتد من أسفل الصدر إلى أسفل الركبة يستخدم بعد جراحة إزالة الدهون التي تغطي البطن والورك وأعلى الساق.



SIZE	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Under Chest	61-66	67-72	73-79	80-88	89-97	98-106	107-115
Waist	58-63	64-69	70-76	77-85	86-94	95-103	104-112
Hips	84-88	89-94	95-101	102-110	111-119	120-128	129-137
Thigh	48-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80
Above Knee	32-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64

LC-105


After Revision Corset - Long Corset Après Révision - Long

حزام شفط الدهون - طويل

A complementary corset, which is used after abdominal, hip, upper and lower leg fat removal surgery from lower chest to the ankle

Un corset complémentaire, qui est utilisé après une chirurgie d'ablation de la graisse abdominale, de la hanche, du haut et du bas des jambes du bas de la poitrine à la cheville

مشد تكميلي , يستخدم بعد جراحة إزالة دهون البطن والورك وأعلى وأسفل الساق من أسفل الصدر إلى الكاحل.



SIZE	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Under Chest	61-66	67-72	73-79	80-88	89-97	98-106	107-115
Waist	58-63	64-69	70-76	77-85	86-94	95-103	104-112
Hips	84-88	89-94	95-101	102-110	111-119	120-128	129-137
Thigh	48-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80
Above Knee	32-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64
Calf	27-29	30-32	33-35	36-38	39-41	42-44	45-47

LC-070

Closed Back After Revision Corset - Panty

Dos fermé après révision Corset - Culotte

حزام شفط الدهون مفلق من الخلف - مايوه

Used after abdominal and dorsum zone fat removal surgeries.

Utilisé après les chirurgies d'élimination de la graisse abdominale et dorsale.

يستخدم بعد عمليات إزالة دهون منطقة البطن والظهر.



SIZE	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Under Chest	61-66	67-72	73-79	80-88	89-97	98-106	107-115
Waist	58-63	64-69	70-76	77-85	86-94	95-103	104-112
Hips	84-88	89-94	95-101	102-110	111-119	120-128	129-137

LC-120

Closed Back After Revision Corset - Above Knee


Dos fermé après révision Corset - Au-dessus du genou

حزام شفط الدهون مفلق من الخلف - فوق الركبة

Complementary corset stretching from lower breasts and used after fat removal surgeries and abdominal, hips, upper leg and dorsum zone

Il s'agit d'un corset complémentaire s'étendant du bas des seins et utilisé après les chirurgies d'élimination de la graisse et la zone abdominale, des hanches, du haut de la jambe et du dos.

وهو مشد تكميلي يمتد من أسفل الثديين ويستخدم بعد عمليات إزالة الدهون والبطن والوركين والجزء العلوي من الساق والظهر.



SIZE	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Under Chest	61-66	67-72	73-79	80-88	89-97	98-106	107-115
Waist	58-63	64-69	70-76	77-85	86-94	95-103	104-112
Hips	84-88	89-94	95-101	102-110	111-119	120-128	129-137
Thigh	48-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80

LC-125

Closed Back After Revision Corset - Below Knee

Dos fermé après révision Corset - Sous le genou

حزام شفط الدهون مغلق من الخلف - تحت الركبة

It is a complementary corset stretching from lower breasts and used after fat removal surgeries and abdominal, hips, upper leg, lower knee and dorsum zone

Il s'agit d'un corset complémentaire s'étendant du bas des seins et utilisé après les chirurgies d'élimination des graisses et la zone abdominale, des hanches, du haut de la jambe, du bas du genou et du dos.

وهو مشد تكميلي يمتد من أسفل الثديين ويستخدم بعد عمليات إزالة الدهون والبطن والوركين وأعلى الساق وأسفل الركبة ومنطقة الظهر.



SIZE	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Under Chest	61-66	67-72	73-79	80-88	89-97	98-106	107-115
Waist	58-63	64-69	70-76	77-85	86-94	95-103	104-112
Hips	84-88	89-94	95-101	102-110	111-119	120-128	129-137
Thigh	48-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80
Above Knee	32-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64

LC-130

Closed Back After Revision Corset - Long


Corset Dos Fermé Après Révision - Long

حزام شفط الدهون مغلق من الخلف - طويل

It is a complementary corset stretching from lower breasts and used after fat removal surgeries and abdominal, hips, lower leg and dorsum zone

Il s'agit d'un corset complémentaire s'étendant du bas des seins et utilisé après les chirurgies d'élimination de la graisse et la zone abdominale, des hanches, du bas des jambes et du dos.

وهو مشد تكميلي يمتد من أسفل الصدر ويستخدم بعد عمليات إزالة الدهون والبطن والوركين وأسفل الساق والظهر.



SIZE	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Under Chest	61-66	67-72	73-79	80-88	89-97	98-106	107-115
Waist	58-63	64-69	70-76	77-85	86-94	95-103	104-112
Hips	84-88	89-94	95-101	102-110	111-119	120-128	129-137
Thigh	48-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80
Above Knee	32-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64
Calf	27-29	30-32	33-35	36-38	39-41	42-44	45-47

LC-080

Upper Body Corset with Bra


Corset du haut du corps avec soutien-gorge

حزام شفط دهون الجذع مع حمالة صدر

It has a built-in bra, used after abdominal, hip, and flank fat removal surgery.

Il a un soutien-gorge intégré, utilisé après une chirurgie d'élimination de la graisse abdominale, de la hanche et du flanc.

يحتوي على حمالة صدر مدمجة ، تُستخدم بعد جراحة إزالة دهون البطن والورك والخصر.



SIZE	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Under Chest	61-66	67-72	73-79	80-88	89-97	98-106	107-115
Waist	58-63	64-69	70-76	77-85	86-94	95-103	104-112
Hips	84-88	89-94	95-101	102-110	111-119	120-128	129-137

LC-085

Upper Body Corset with Sleeves

Corset du haut du corps avec manches

حزام شفط دهون الجذع مع أكمام

Used after complete surgeries this is a product which encompasses chest, dorsum, abdominal, hips and arms.

Utilisé après des chirurgies complètes, c'est un produit qui englobe poitrine, dos, abdominaux, hanches et bras.

يستخدم بعد العمليات الجراحية الكاملة وهو منتج يشمل الصدر والظهر والبطن والوركين والذراعين.



SIZE	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Under Chest	61-66	67-72	73-79	80-88	89-97	98-106	107-115
Waist	58-63	64-69	70-76	77-85	86-94	95-103	104-112
Hips	84-88	89-94	95-101	102-110	111-119	120-128	129-137
Arm	26-27	28-29	30-31	32-34	35-37	38-40	41-43

LC-110

Full Body Corset without Sleeves


Corset complet sans manches

حزام شفط دهون كامل الجسم بدون أكمام

Used after abdominal, hip, upper and lower leg fat removal surgery from chest to the lower knee.

Utilisé après une chirurgie d'élimination de la graisse abdominale, de la hanche, du haut et du bas des jambes de la poitrine au bas du genou.

يستخدم بعد جراحة إزالة دهون البطن والورك وأعلى وأسفل الساق من الصدر إلى أسفل الركبة.



SIZE	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Under Chest	61-66	67-72	73-79	80-88	89-97	98-106	107-115
Waist	58-63	64-69	70-76	77-85	86-94	95-103	104-112
Hips	84-88	89-94	95-101	102-110	111-119	120-128	129-137
Thigh	48-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80
Above Knee	32-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64

LC-115

Full Body Corset


Corset complet du corps

حزام شفط دهون كامل الجسم

Used after complete surgeries this is a product which encompasses chest, dorsum, abdominal, hips, upper leg, lower knee and arms.

Utilisé après des chirurgies complètes, il s'agit d'un produit qui englobe la poitrine, le dos, l'abdomen, les hanches, le haut de la jambe, le bas du genou et les bras.

يستخدم بعد العمليات الجراحية الكاملة وهو منتج يشمل الصدر والظهر والبطن والوركين وأعلى الساق وأسفل الركبة والذراعين.



SIZE	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Under Chest	61-66	67-72	73-79	80-88	89-97	98-106	107-115
Waist	58-63	64-69	70-76	77-85	86-94	95-103	104-112
Hips	84-88	89-94	95-101	102-110	111-119	120-128	129-137
Thigh	48-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80
Above Knee	32-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64
Arm	26-27	28-29	30-31	32-34	35-37	38-40	41-43

LC-135

Butt Lift Corset

Corset de levage des fesses


مشد رفع المؤخرة

Used after BBL Surgeries in order to lift hips zone.

Utilisé après les chirurgies BBL afin de soulever la zone des hanches.

يستخدم بعد عمليات تكبير الأرداف من أجل شد منطقة الأرداف.

SIZE	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Under Chest	61-66	67-72	73-79	80-88	89-97	98-106	107-115
Waist	58-63	64-69	70-76	77-85	86-94	95-103	104-112
Hips	84-88	89-94	95-101	102-110	111-119	120-128	129-137
Thigh	48-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80
Above Knee	32-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64



LC-140

After Revision Girdle - Above Knee

Gaine après révision - Au-dessus du genou

حزام شفت دهون أسفل الجذع - فوق الركبة

It is a tightening corset used after waist, hips and inner leg surgeries.

C'est un corset de serrage utilisé après les chirurgies de la taille, des hanches et de l'intérieur des jambes.

وهو عبارة عن مشد يستخدم بعد عمليات الخصر والوركين وبين الفخذين.

SIZE	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Waist	58-63	64-69	70-76	77-85	86-94	95-103	104-112
Hips	84-88	89-94	95-101	102-110	111-119	120-128	129-137
Thigh	48-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80
Above Knee	32-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64



LC-145



After Revision Girdle - Below Knee Gaine après révision - sous le genou

حزام شفط دهون أسفل الجذع - تحت الركبة

It is a tightening corset stretching from waist to lower knee and used after surgeries.

C'est un corset de serrage s'étendant de la taille au bas du genou et utilisé après les chirurgies.

وهو مشد يمتد من الخصر إلى أسفل الركبة ويستخدم بعد العمليات الجراحية.

SIZE	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Waist	58-63	64-69	70-76	77-85	86-94	95-103	104-112
Hips	84-88	89-94	95-101	102-110	111-119	120-128	129-137
Thigh	48-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80
Above Knee	32-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64

LC-150



After Revision Girdle - Long Gaine Après Révision - Longue

حزام شفط دهون أسفل الجذع - طويل

It is a tightening corset stretching from waist to ankle and used after surgeries.

C'est un corset de serrage s'étendant de la taille à la cheville et utilisé après les chirurgies.

وهو عبارة عن مشد شد يمتد من الخصر إلى الكاحل ويستخدم بعد العمليات الجراحية.

SIZE	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Waist	58-63	64-69	70-76	77-85	86-94	95-103	104-112
Hips	84-88	89-94	95-101	102-110	111-119	120-128	129-137
Thigh	48-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80
Above Knee	32-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64
Calf	27-29	30-32	33-35	36-38	39-41	42-44	45-47

LC-155

Short Gynecomastia Corset

Corset Gynécomastie Court

حزام تثدي الرجال قصير

It is a corset used after gynecomastia surgery, breast reduction and shaping operations.

C'est un corset utilisé après la chirurgie de la gynécomastie, la réduction mammaire et les opérations de mise en forme.

هو مشد يستخدم بعد عمليات التثدي و تصغير الثدي.



SIZE	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Under Chest	87-91	92-96	97-102	103-109	110-117	118-1250	126-133

LC-165

Short Gynecomastia Corset with Sleeves


Corset Gynécomastie Court avec Manches

حزام تثدي الرجال قصير مع أكمام

It is a corset used after gynecomastia surgery, breast reduction and shaping operations.

C'est un corset utilisé après la chirurgie de la gynécomastie, la réduction mammaire et les opérations de mise en forme.

هو مشد يستخدم بعد عمليات التثدي و تصغير الثدي.



SIZE	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Under Chest	87-91	92-96	97-102	103-109	110-117	118-1250	126-133

LC-160

Long Gynecomastia Corset

Corset Gynécomastie Long

حزام تثدي الرجال طويل



It is a corset used after gynecomastia surgery, breast reduction and shaping operations, suitable for the usage after liposuction operations for abdominal region too.

C'est un corset utilisé après la chirurgie de la gynécomastie, la réduction mammaire et les opérations de mise en forme, Convient également pour l'utilisation après les opérations de liposuction pour la région abdominale.

هو مشد يستخدم بعد عمليات التثدي و تصغير الثدي و عمليات التشكيل، مناسب للاستخدام بعد عمليات شفط الدهون لمنطقة البطن أيضاً.

SIZE	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Under Chest	87-91	92-96	97-102	103-109	110-117	118-125	126-133
Waist	75-79	80-86	87-93	94-101	102-110	111-119	120-128

LC-170

Long Gynecomastia Corset with Sleeves

Corset Gynécomastie Long avec Manches

حزام تثدي الرجال طويل مع أكمام



It is a corset used after gynecomastia surgery, breast reduction and shaping operations, suitable for the usage after liposuction operations for abdominal region too.

C'est un corset utilisé après la chirurgie de la gynécomastie, la réduction mammaire et les opérations de mise en forme, Convient également pour l'utilisation après les opérations de liposuction pour la région abdominale.

هو مشد يستخدم بعد عمليات التثدي و تصغير الثدي و عمليات التشكيل، مناسب للاستخدام بعد عمليات شفط الدهون لمنطقة البطن أيضاً.

SIZE	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Under Chest	87-91	92-96	97-102	103-109	110-117	118-125	126-133
Waist	75-79	80-86	87-93	94-101	102-110	111-119	120-128

LC-175

Men Body Corset

Hommes Corps Corset

حزام شفط دهون كامل الجسم للرجال

It is a corset used after gynecomastia surgery, breast reduction and shaping operations, suitable for the usage after liposuction operations for abdominal region too.

C'est un corset utilisé après la chirurgie de la gynécomastie, la réduction mammaire et les opérations de mise en forme, Convient également pour l'utilisation après les opérations de liposuction pour la région abdominale.

هو مشد يستخدم بعد عمليات الثدي و تصغير الثدي و عمليات التشكيل، مناسب للاستخدام بعد عمليات شفط الدهون لمنطقة البطن أيضاً.

SIZE	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Under Chest	87-91	92-96	97-102	103-109	110-117	118-125	126-133
Waist	75-79	80-86	87-93	94-101	102-110	111-119	120-128



LC-180

Men Body Corset with Sleeves

Corset de corps pour hommes avec manches

حزام شفط دهون كامل الجسم للرجال مع أكمام

Corset used after surgeries like gynecomastia, shaping the abdominal region, hip revision and removal of the deformities including the arm.

Un corset utilisé après des chirurgies comme la gynécomastie, façonnant la région abdominale, la révision de la hanche et l'élimination des déformations, y compris le bras.

مشد يستخدم بعد عمليات جراحية مثل الثدي وتشكيل منطقة البطن وتنقيح الورك وإزالة التشوهات بما في ذلك الذراع.

SIZE	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Under Chest	87-91	92-96	97-102	103-109	110-117	118-125	126-133
Waist	75-79	80-86	87-93	94-101	102-110	111-119	120-128





LC-185

Men Body corset - Panty

Homme Body corset - Culotte


حزام شفط الدهون للرجال - مايوه

A corset used after gynecomastia, shaping the abdominal region, and hip revision surgeries.

Un corset utilisé après la gynécomastie, la mise en forme de la région abdominale et les chirurgies de révision de la hanche.

مشد يستخدم بعد التثدي وتشكيل منطقة البطن وعمليات تنقيح الورك.

SIZE	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Under Chest	87-91	92-96	97-102	103-109	110-117	118-125	126-133
Waist	75-79	80-86	87-93	94-101	102-110	111-119	120-128



LC-200

BBL Pillow

Oreiller BBL

وسادة تكبير الأرداف

Helps to shape the body after BBL surgeries.

Aide à façonner le corps après les chirurgies BBL.

يساعد على تشكيل الجسم بعد عمليات تكبير الأرداف.



UNISIZE



Neck

Arm

Under Chest

Waist

Hips

Thigh


Above Knee

Calf

Ankle

Gelenke

liposuction corset



Mat Med Medikal San ve Tic Ltd Şti

Hadımköy Mah. Ayasofya Cad. No: 110/3

Arnavutköy / İstanbul / Turkey

Tel: +90 212 640 74 17

Email: info@matmed.com.tr

www.matmed.com.tr