





# HbO-Smart

Le HbO-Smart est le dernier oxymètre de pouls de Drive DeVilbiss Healthcare France. Il est destiné à un usage à domicile ou à l'hôpital pour effectuer des mesures de la saturation en oxygène, de la fréquence du pouls et de l'indice de perfusion.

Comprenant quatre affichages différents et des d'alertes utilisateur paramétrables sur la saturation et le pouls, ce nouvel appareil élégant a tout ce que vous attendez d'un oxymètre de contrôle ponctuel. Il peut être utilisé chez l'enfant comme chez l'adulte.

## CARACTÉRISTIQUES

Type d'écran	OLED
Dimensions	65mm x 35mm x 30mm
<b>Saturation d'oxygène</b>	
Plage de mesure	70 à 99%
Précision	80 à 99% / ±2%
Résolution	1%
<b>Rythme cardiaque</b>	
Plage de mesure	30 bpm à 240 bpm
Précision	± 2 %
Résolution	1 bpm
<b>Indice de perfusion</b>	
Alimentation	0,3 - 20%
<b>Alimentation</b>	
Alimentation	2 piles 1,5 V AAA (fournies)
<b>Autonomie</b>	
Autonomie	25 heures en continu
<b>Consommation électrique</b>	
Consommation électrique	< 30mA



Affichage de la SpO2, de la fréquence cardiaque avec barre de fréquence de pouls, du pléthysmographie, de l'indice de perfusion et de l'état de la batterie.

Livré avec sa dragonne, le manuel d'utilisation en 5 langues et 2 piles AAA, Le HbO-Smart est prêt à l'emploi.



Drive DeVilbiss Healthcare France

Chaussée du Ban la Dame  
Parc d'activités Eiffel Energie  
ZAC du Ban la Dame - BP 19  
54390 FROUARD - France

Tél: 03.83.495.495  
Fax: 03.83.495.496

[www.drivedevilbiss.fr](http://www.drivedevilbiss.fr)

**drive**  
DeVilbiss  
HEALTHCARE

V1\_20210604\_FR