



# BREATHCARE III AUTO CPAP

## YH-680A/B

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Couleur  | ● Noir    ● Blanc         |
| Mode     | CPAP/Auto CPAP            |
| Bruit    | 27±2 (dBA)                |
| Pressure | 4-20 (cmH <sub>2</sub> O) |



### Soins Professionnels

Algorithme Intelligent  
Surveillance Multi-événements  
Bruit Ultra-silencieux  
Humidificateur Efficace  
Détection de l'Apnée Centrale  
Test d'Ajustement du Masque

### Allumage Auto

Rampe Auto  
Tube Chauffant Auto  
Éclairage Auto  
Démarrage/Arrêt Intelligent  
Compensation d'Altitude  
Compensation des Fuites

### Système de Données sans Fil

Module Cellulaire/WiFi  
Accès Gratuit au Cloud de Données  
OTA  
☁ BreathCare Web  
🖥 BreathCare Station  
📱 BreathCare+

## Paramètres d'Emballage

| Modèle    | QTN<br>(PCS/CTN) | P.B./P.N.<br>(kgs) | Taille<br>(cm) |
|-----------|------------------|--------------------|----------------|
| YH-680A/B | 1                | 3.7/2.4            | 41x31x18       |

### JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO., LTD.

Adresse de Fabrication : N° 1, Rue de Baisheng, Zone de Développement,  
Danyang, Province du Jiangsu, République Populaire de Chine

Tél. : 86-0511-8690 0859    86-0511-8690 0860

E-mail : yuwellsales@yuyue.com.cn ; sales@yuyue.com.cn

www.yuwell.com

f | X | in | @ | www.yuwell.com